



Gerät zur Stärkung der
körpereigenen Abwehrkräfte
und zur Optimierung der
natürlichen elektromagnetischen
Strahlung in natürlichen
Biosystemen

DeVita AP
Modell Mini

Gebrauchsanleitung

Languages

Deutsch.....	3
English.....	17
Ελληνικά.....	29
Русский.....	43

Gerät zur Stärkung der
körpereigenen Abwehrkräfte
und zur Optimierung der
natürlichen elektromagnetischen
Strahlung in natürlichen
Biosystemen

DeVita AP
Modell Mini

Einleitung

Ein innovatives Gerät, das in seiner Effektivität und Effizienz einzigartig ist. Heutzutage ist es notwendig, dass jeder Mensch ein hohes Gesundheitsniveau aufrechterhalten kann. Das Gerät wird angewendet, um den Stress zu lindern, welcher durch im menschlichen Körper vorhandenen Parasiten ausgelöst wird: Viren, Bakterien, Pilze, Protozoen, Helminthen. Endo- und Exotoxine im menschlichen Organismus beeinflussen die wichtigsten Ausscheidungssysteme und behindern deren gesunde Funktion, was zu weiteren Gesundheitsproblemen führt. Das benötigte Gleichgewicht wird durch das Gerät wieder hergestellt.

Funktion

Die antiparasitäre Wirkung des Gerätes basiert auf die Ergebnisse des Wissenschaftlers und Ingenieurs R.Rife und seinen Nachfolgern. Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass jeder lebende Organismus seine eigene elektromagnetische Strahlung hat. Die Wellen einer bestimmten Frequenz, die vom Gerät reproduziert werden, schwingen mit ihrer eigenen Strahlung und verstärken so ihre Eigenschwingungen. Die intensiven Schwingungen sind ein Mittel zur Vernichtung von Parasiten. Das Gerät DeVita AP Mini hat verschiedene Schwingungsfrequenzen für bestimmte Arten von Viren, Bakterien, Helminthen, Protozoen und Pilzen und darüber hinaus bietet es die Möglichkeit einer Tiefenreinigung des Körpers von Toxinen.

Gerätekapazität

Das Gerät enthält 14 Programmsets (Komplexe) bestehend aus manuellen Programmen und Autoprogrammen. Jeder Benutzer kann personalisierte Programmsets erstellen (Gerätekapazität – bis zu 50 Programme), außerdem kann er neue Sets und Programme herunterladen, die von spezialisierten Fachkräften des Unternehmens erstellt werden.

Nutzungszeit

Es wird empfohlen, das DeVita AP Mini während der Nachmittags- oder Abendstunden anzuwenden, indem das Gerät unter das Kissen gelegt wird, mit der Rückseite nach oben.

Wir empfehlen, das DeVita Energy Mini morgens und das DeVita Ritm Mini tagsüber anzuwenden, um komplizierte Gesundheitsprobleme zu verbessern und einen hohen Körpertonus aufrecht zu erhalten. Die Anwendung der DeVita Geräte wird in den Programmsets beschrieben.

Programmsets (Komplexe)

- | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Allgemeine Programmliste | 6. Ohne Erkältungen | 11. Anti - Allergien |
| 2. Herz und Gefäße | 7. Schmerzfreie | 12. Männliche Gesundheit |
| 3. Verdauungsregulation | Bewegung | 13. Weibliche Gesundheit |
| und Entgiftung des Darms | 8. Für Athleten | 14. Körpergewichtskontrolle |
| 4. Antistress | 9. Strahlende Haut | |
| 5. Anti - Schlaflosigkeit | 10. Bekämpfung der Parasiten | |

1. Programmset «Allgemeine Programmliste»

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Ohne Erkältung | 30. Gegen Streptokokken |
| 2. Gripeschutz | 31. Gewichtskontrolle |
| 3. Anti-Virus | 32. Auto-Funktionsprogramm 1 |
| 4. Gesundheit des M-G-T | 33. Auto-Funktionsprogramm 2 |
| 5. Zelluläre Entgiftung | 34. Auto-Funktionsprogramm 3 |
| 6. Grundreinigung | 35. Auto-Funktionsprogramm 4 |
| 7. Gegen Vergiftung | 36. Autoprogramm Reinigung |
| 8. Sexuelle Gesundheit | 37. Autoprogramm Ohne Parasiten |
| 9. Detox Mexicana | 38. Autoprogramm Ohne Grippe |
| 10. Allergienbehandlung | 39. Autoprogramm Gegen Herpes S |
| 11. Antibakteriell | 40. Autoprogramm Gegen Herpes Z |
| 12. Gegen Candida | 41. Autoprogramm Ohne Erkältung |
| 13. Ohne Chlamydien | 42. Autoprogramm Unterstützung des Immunsystems |
| 14. Gegen Pilze | 43. Autoprogramm Ohne Helminthen |
| 15. Influenza (Basic) | 44. Autoprogramm Gewichtsverlust |
| 16. Gegen Helicobacter | 45. Autoprogramm Reduzieren des Körperumfangs |
| 17. Ohne Hepatitis A | |
| 18. Gesunde Lymphe | |
| 19. Gegen Herpes | |
| 20. Ohne Giftstoffe | |
| 21. Gegen Herpes Simplex | |
| 22. Gegen Herpes Zoster | |
| 23. Ohne Pilzen und Schimmelpilzen | |
| 22. No herpes zoster | |
| 24. Gegen Nematoden und Askariden | |
| 25. Gegen Darmparasiten | |
| 26. Ohne Parasiten | |
| 27. Schutz vor Protozoen | |
| 28. Ohne Schistosomen und Trematoden | |
| 29. Gegen Staphylokokken | |

Autoprogramme - Komplexe

Bezeichnung	Wirkung	Laufzeit
Funktionsprogramm 1	Unterdrückt die Virusaktivität, hemmt die Aktivität der Protozoen-Mikroorganismen. Optimaler Krankheitsschutz bei Reisen in andere klimatische Zonen, wie z.B. in asiatische Länder.	6:47
Funktionsprogramm 2	Beseitigt durch Streptokokken und Staphylokokken hervorgerufene toxische Belastung. Effektiv sowohl bei Erkältungen als auch zur Vorbeugung von Infektionen.	7:53
Funktionsprogramm 3	Fördert die Beseitigung von bakteriellen Komplikationen des M-D-T und des Urogenitalsystems.	8:26
Funktionsprogramm 4	Entfernt Mykotoxine, die von Schimmel und Hefe gebildet werden. Es reduziert das Risiko der Ansammlung von krebsfördernden Stoffen.	7:47
Autoprogramm Reinigung	Fördert die Ausführung von Toxinen, die Normalisierung der Lymphdrainage (Entgiftung), die Stärkung der Lymphgefäß. Hilft, überschüssige Flüssigkeit aus dem intrazellulären Raum zu entfernen, wirkt antiseptisch.	7:10
Autoprogramm Ohne Parasiten	Reduziert die parasitäre Belastung von Leber, Bauchspeicheldrüse, Darm und auch die toxische Belastung durch die vitale Aktivität dieser Organismen hervorgerufen wird.	7:38
Autoprogramm Ohne Grippe	Unterdrückt die Aktivität verschiedener Stämme des Influenza-Virus, hilft bei der Linderung der Vergiftungssymptome und lindert den Zustand der Person während der Krankheit.	6:38
Autoprogramm Gegen Herpes S	Verhindert das Wachstum von Herpes Simplex und seine toxischen Wirkungen auf den Körper: Bildung von Vesikeln in den Schleimhäuten, der Haut, mindert den Juckreiz.	7:35
Autoprogramm Gegen Herpes Z	Reduziert die Aktivität von Gürtelrose-Viren, entfernt die toxische Belastung seiner Erscheinung auf der Hautoberfläche und das Schmerzempfinden.	5:47
Autoprogramm Ohne Grippe	Verhindert die Entwicklung von respiratorischen Viren, reduziert Vergiftungserscheinungen, mindert Entzündungsreaktionen und das Auftreten von Komplikationen.	8:09

Autoprogramm Unterstützung des Immunsystems	Verhindert die Aktivität verschiedener Viren, deren Ausbreitung im menschlichen Körper, fördert die Aktivierung der Immunität. Trägt wirksam zur Vorbeugung von Infektionen während der Hypothermie und während Epidemien bei	5:03
Autoprogramm Ohne Helminten	Hilft, die Aktivität von Helminthen zu reduzieren und ihre natürliche Ausscheidung aus dem Körper zu fördern, reduziert die toxische Belastung. Es trägt wirksam zur Vorbeugung von Helminthen bei Kindern und Erwachsenen bei	3:18
Autoprogramm Gewichtsverlust	Reduziert die parasitäre Belastung und führt zur Neutralisierung der Viren, welche ein Übergewicht bewirken. Reguliert die Tätigkeit des autonomen Nervensystems, stabilisiert den Körpertonus und verbessert den psychoendemischen Zustand	4:28
Autoprogramm Reduzieren des Körperumfangs	Reinigt den Körper von Giftstoffen, normalisiert die Lymphdrainage, erhält die Immunität aufrecht und erhöht die Lebensenergie.	4:31

Vorsicht! Sollte während der Anwendung der jeweiligen Programme Symptome wie Kopfschmerzen, Schwitzen oder andere Anzeichen einer toxischen Belastung auftreten, muss die Anwendung dieser Programme nach den folgenden Anweisungen für die nächsten 3 Monate durchgeführt werden. Jedes der Programme trägt drastisch zum gesamten Prozess bei, wobei der Lebenszyklus des Infektionserregers berücksichtigt wird.

Anwendung:

- Funktionsprogramme 1-3 für 14 Tage
- Funktionsprogramm 4 für 30 Tage

Benutzen Sie das Gerät jeden Tag, nachts.

2. Programmset «Herz und Gefäße»

Anwendung bei Problemen, die mit dem Herz-Kreislauf-System und dem lymphatischen System zusammenhängen.

Erster Monat täglicher Anwendung nach folgendem Schema:

1. Woche — «Funktionsprogramm 1»
2. Woche — «Funktionsprogramm 2»
3. Woche — «Funktionsprogramm 3»
4. Woche — «Funktionsprogramm 4»

Zweiter Monat:

1. -2. Woche — Programm «ohne Schistosomen und Trematoden» jeden Tag,

abends, nach Vollendung der Programme des DeVita Ritm Mini.

3.-4. Woche — Programm «Ohne Chlamydien» jeden Tag, abends, nach Vollendung der Programme des DeVita Ritm Mini.

1.-4. Woche — Programm «Reinigung» jeden Tag, nachts.

Dritter Monat:

- Es müssen die im ersten Monat aufgeführten Programme angewendet werden.

Vierter Monat:

- Anwendung des Programms «Bekämpfung der Parasiten» jeden Tag, nachts, für eine Woche

3. Programmset «Regelung der Verdauung und Darmentgiftung»

Anzuwenden bei Problemen, die mit dem Verdauungssystem zusammenhängen und als zusätzliches Mittel zur Bekämpfung einer Vergiftung.

Erster Monat täglicher Anwendung nach folgendem Schema:

1. Woche — «Funktionsprogramm 1»
2. Woche — «Funktionsprogramm 2»
3. Woche — «Funktionsprogramm 3»
4. Woche — «Funktionsprogramm 4»

Zweiter Monat:

1. -2. Woche — Programm «ohne Schistosomen und Trematoden» jeden Tag, abends, nach Vollendung der Programme des DeVita Ritm Mini.

3.-4. Woche — Programm «Zellenentgiftung» jeden Tag, abends, nach Vollendung der Programme des DeVita Ritm Mini.

1.-4. Woche — Programm «Reinigung» jeden Tag, nachts.

Unerlässlich:

«Gegen den Helicobacter» — jeden Tag, abends, für einen Monat.

Dritter Monat:

- Es müssen die im ersten Monat aufgeführten Programme angewendet werden.

Vierter Monat:

- Anwendung des Programms «Bekämpfung der Parasiten» jeden Tag, nachts, für eine Woche

Im Falle einer Vergiftung:

- «Funktionsprogramm 3»
 - Programm «Gegen Vergiftung»
- Täglich für 10 Tage, in abwechselnder Reihenfolge.

4. Programmset «Antistress»

Im Falle von Stress, Überanstrengung, Leistungsminderung, depressiven Situationen

Erster Monat täglicher Anwendung nach folgendem Schema:

1. Woche — «Funktionsprogramm 1»
2. Woche — «Funktionsprogramm 2»
3. Woche — «Funktionsprogramm 3»
4. Woche — «Funktionsprogramm 4»

Zweiter Monat:

- Programm «Reinigung» jeden Tag, nachts.

Dritter Monat:

- Es müssen die im ersten Monat aufgeführten Programme angewendet werden.

Vierter Monat:

- Anwendung des Programms «Bekämpfung der Parasiten» jeden Tag, nachts, für eine Woche

5. Programmset «Anti - Schlaflosigkeit»

In einem Zustand nervöser Erregung und bei Schlafproblemen.

Erster Monat täglicher Anwendung nach folgendem Schema:

1. Woche — «Funktionsprogramm 1»
2. Woche — «Funktionsprogramm 2»
3. Woche — «Funktionsprogramm 3»
4. Woche — «Funktionsprogramm 4»

Zweiter Monat:

- Programm «Reinigung» jeden Tag, nachts.

Dritter Monat:

- Es müssen die im ersten Monat aufgeführten Programme angewendet werden.

Vierter Monat:

- Anwendung des Programms «Bekämpfung der Parasiten» jeden Tag, nachts, für eine Woche

6. Programmset «Ohne Erkältungen»

Zur Vorbeugung von Erkältungen sowie zur Linderung von bakteriellen und viralen Infektionen.

Bei Schnupfen und Hypothermie:

- Autoprogramm «Unterstützung des Immunsystems» 1-2 Mal die Woche

Bei den ersten Anzeichen von Schnupfen (außer bei Grippe):

- Autoprogramm «Anti-Erkältung» für 2 Tage

Anschließend für 5 bis 7 Tage, im Wechsel, jeden Tag:

- «Funktionsprogramm 2»
- Programm «Anti-Grippe (basic)»

Bei Husten – noch zusätzlich das Programm «Antibakteriell»

Bei den ersten Anzeichen von Grippe, täglich für 2 Tage, im Wechsel:

- Programm «Anti-Virus»
- Autoprogramm «Anti-Grippe»

Zusätzlich, täglich für 5 Tage:

- Autoprogramm «Anti-Grippe»

Zum Abschluss «Funktionsprogramm 2» täglich für 5-7 Tage und, wenn nötig, das Funktionsprogramm «Anti-Bakterien».

7. Programmset «Schmerzfreie Bewegung»

Anzuwenden bei Beschwerden im Bereich des Muskel-Skelett-Systems: Schmerzen, Gelenkentzündungen, Muskelschmerzen, Wirbelsäule, Verletzungen.

Erster Monat täglicher Anwendung nach folgendem Schema:

1. Woche — «Funktionsprogramm 1»
2. Woche — «Funktionsprogramm 2»
3. Woche — «Funktionsprogramm 3»
4. Woche — «Funktionsprogramm 4»

Zweiter Monat:

- Programm «Reinigung» jeden Tag, nachts.

Dritter Monat:

- Es müssen die im ersten Monat aufgeführten Programme angewendet werden.

Vierter Monat:

- Anwendung des Programms «Bekämpfung der Parasiten» jeden Tag, nachts, für eine Woche.

8. Programmset «Für Athleten»

Anzuwenden bei starker sportlicher Betätigung, bei Verletzungen aber auch zur Senkung der toxischen Belastung und zur schnellen Erholung nach dem Training

Erster Monat täglicher Anwendung nach folgendem Schema:

1. Woche — «Funktionsprogramm 1»
2. Woche — «Funktionsprogramm 2»
3. Woche — «Funktionsprogramm 3»
4. Woche — «Funktionsprogramm 4»

Zweiter Monat:

- Programm «Reinigung» jeden Tag, nachts.

Dritter Monat:

- Es müssen die im ersten Monat aufgeführten Programme angewendet werden

Vierter Monat:

- Anwendung des Programms «Bekämpfung der Parasiten» jeden Tag, nachts, für eine Woche.

9. Programmset «Strahlende Haut»

Im Falle von entzündlichen Prozessen in der Haut, Mykose in den Haaren und Nägeln, Herpes Zoster.

Erster Monat täglicher Anwendung nach folgendem Schema:

1. Woche — «Funktionsprogramm 1»
2. Woche — «Funktionsprogramm 2»
3. Woche — «Funktionsprogramm 3»
4. Woche — «Funktionsprogramm 4»

Zweiter Monat:

- Programm «Reinigung» jeden Tag, nachts.

Unerlässlich:

- Bei einer Pilzinfektion – Programm «Anti-Pilze» jeden Tag, abends, nach Vollendung der Programme des DeVita Ritm Mini.

Dritter Monat:

- Es müssen die im ersten Monat aufgeführten Programme angewendet werden.
- Bei Herpes: Autoprogramm «Anti-Herpes S» oder Autoprogramm «Anti-Herpes Z» jeden Tag, nachts.

Vierter Monat:

- Anwendung des Programms «Bekämpfung der Parasiten» jeden Tag, nachts, für eine Woche.

10. Programmset «Bekämpfung der Parasiten»

Zum Schutz von Haustierbesitzern, Reisenden, Familien mit Kindern unter 12 Jahren. Wenn sich Ihr Appetit verändert, bei Entzündungen, bei unerklärlichen Schmerzen, bei allergischen Reaktionen.

Erster Monat täglicher Anwendung nach folgendem Schema:

1. Woche — «Funktionsprogramm 1»
2. Woche — «Funktionsprogramm 2»
3. Woche — «Funktionsprogramm 3»
4. Woche — «Funktionsprogramm 4»

Zweiter Monat:

- Programm «Reinigung» jeden Tag, nachts.

Dritter Monat:

- Es müssen die im ersten Monat aufgeführten Programme angewendet werden.

Vierter Monat:

- Anwendung des Programms «Bekämpfung der Parasiten» und Autoprogramm «Anti-Helminthen» jeden Tag, nachts, im Wechsel, für einen Monat.

Zusätzlich:

- Bei Hustensymptomen – Programm «Anti-Bakterien» — jeden Tag, nachts, nach Vollendung der Programme des DeVita Ritm Mini – für 14 Tage.

Im Falle einer Belastung durch den Herpes-Virus:

- Programm «Anti-Herpes» – bei den ersten Anzeichen eines Ausschlags alle 3

Stunden, danach täglich 1-2 Mal, das Autoprogramm «Anti-Herpes S» nachts, für einen Monat.

- Programm «Anti-Zoster Herpes» – bei den ersten Anzeichen eines Ausschlags alle 3 Stunden, danach täglich 1-2 Mal, das Autoprogramm «Anti-Herpes» nachts, für einen Monat.

Zur Vorbeugung einer viralen Belastung der Leber bei Reisen in asiatische und afrikanische Länder, empfiehlt es sich, das Programm – «Ohne Hepatitis A» – anzuwenden, 1-2 Mal täglich für einen Monat.

11. Programmset «Anti-Allergien»

Bei verschiedenen allergischen Reaktionen auf Nahrungsmittel, Staub, Haustiere und Blütenstaub.

Erster Monat täglicher Anwendung nach folgendem Schema:

1. Woche — «Funktionsprogramm 1»
2. Woche — «Funktionsprogramm 2»
3. Woche — «Funktionsprogramm 3»
4. Woche — «Funktionsprogramm 4»

Zusätzlich:

- Programm «Gegen Allergien» jeden Tag, abends, nach Vollendung der Programme des DeVita AP Mini.

Zweiter Monat:

1. -2. Woche — Programm «ohne Schistosomen und Trematoden» jeden Tag, abends, nach Vollendung der Programme des DeVita Ritm Mini.

3. -4. Woche — Programm «Gegen Allergien» jeden Tag, abends, nach Vollendung der Programme des DeVita Ritm Mini.

1.-4. Woche — Programm «Reinigung» jeden Tag, nachts.

Dritter Monat:

- Es müssen die im ersten Monat aufgeführten Programme angewendet werden

- Programm: «Gegen Allergien» jeden Tag, nachts.

Vierter Monat:

- «Bekämpfung der Parasiten» unerlässliche tägliche Anwendung, nachts, für 1 Woche.

- Programm «Gegen Allergien» jeden Tag, abends, nach Vollendung der Programme des DeVita Ritm Mini.

Vorsicht! Bei allergischer Rhinitis sollte die Anwendung 2 Monate vor der Blütezeit beginnen. Ein konstantes positives Ergebnis zur Lösung von Problemen welche mit Allergien zusammenhängen, kann erreicht werden, indem dieses Programmset für 6 Monate angewendet wird.

12. Programmset «Männliche Gesundheit»

Bei psychologischen und funktionellen Störungen des männlichen Urogenitalsystems.

Erster Monat täglicher Anwendung nach folgendem Schema:

1. Woche — «Funktionsprogramm 1»
2. Woche — «Funktionsprogramm 2»
3. Woche — «Funktionsprogramm 3»
4. Woche — «Funktionsprogramm 4»

Zweiter Monat:

- «Reinigung» jeden Tag, nachts.

- Programm «Ohne Chlamydien» jeden Tag, abends, nach Vollendung der Programme des DeVita Ritm Mini.

Dritter Monat:

- Es müssen die im ersten Monat aufgeführten Programme angewendet werden.

Vierter Monat:

- Autoprogramm «Bekämpfung der Parasiten» jeden Tag, nachts, für eine Woche.

13. Programmset «Weibliche Gesundheit»

Bei funktionellen Störungen des weiblichen Urogenitalsystems, der Harmonisierung der Körperfunktion in der prämenstruellen und klimakterischen Periode.

Erster Monat täglicher Anwendung nach folgendem Schema:

1. Woche — «Funktionsprogramm 1»
2. Woche — «Funktionsprogramm 2»
3. Woche — «Funktionsprogramm 3»
4. Woche — «Funktionsprogramm 4»

Zweiter Monat:

- «Reinigung» jeden Tag, nachts.

- Programm «Ohne Chlamydien» jeden Tag, abends, nach Vollendung der Programme des DeVita Ritm Mini.

Dritter Monat:

- Es müssen die im ersten Monat aufgeführten Programme angewendet werden.

Vierter Monat:

- Autoprogramm «Bekämpfung der Parasiten» jeden Tag, nachts, für eine Woche.

14. Programmset «Körpergewichtskontrolle»

Für eine effektive Gewichtsabnahme und Appetitregulation.

Vorsicht! Für optimale Ergebnisse wird empfohlen, vor der Anwendung dieses Programms die parasitäre und toxische Belastung in einem Zeitraum von 3-4 Monaten zu senken. Verwenden Sie hierzu die Basisprogramme («Funktionsprogramm 1-4», «Reinigung», «Autoprogramm Bekämpfung der Parasiten») des Programmsets «Bekämpfung der Parasiten».

4-6 Monat:

- Autoprogramme «Gewichtsreduzierung» und «Körperumfang reduzieren» im täglichen Wechsel, nachts.

Weitere Informationen zu den Programmsets finden Sie unter www.deholding.info im Bereich «Produkte» - «Programmsets».

Mit der regelmäßigen und korrekten Anwendung von DeVita Mini-Geräten genießt jeder Benutzer beeindruckende Ergebnisse in Erholung, Jugend und Langlebigkeit.

A wellness device for enhancing our own protective forces and correcting the natural electromagnetic radiation in natural bio-systems

DeVita AP
Model Mini

Instructions for use

Introduction

A unique device which has no analogues in the world. Each person needs to maintain a high rate of health in the modern world. The device is used to relieve the stressful burden caused by the presence of parasitic forms in the human body: viruses, bacteria, fungi, protozoa, helminths. And also the presence of endo- and exo-toxins that block the work of the main excretory systems, which is one of the main causes of reducing the state of health.

Method of work

Its action is based on the results of large-scale research by the scientist and engineer R. Rife and his supporters. Scientists have proved that every living form has its own electromagnetic radiation. Waves of a certain frequency, reproduced by the device, resonate with the own radiation of the microorganisms, enhancing their natural vibrations. Intensive fluctuations become disastrous for parasites. The complex AP Mini device has separate vibration frequencies for certain types of viruses, bacteria, helminths, protozoa and fungi, and, in addition, allows the deep purification of the body from toxins.

Features of the device

The device includes 14 basic complexes consisting of manual and automatic programs. Each user can create their own unique complexes (the whole device can hold up to 50) and has the ability to download new complexes and programs that will be created by the company's specialists.

Time of use

The DeVita AP Mini device should be used in the afternoon or at night, placing it under the pillow with the backside facing yourself.

To maintain a high wellness factor, to improve the state of health and for best adaptation, we recommend using the DeVita Energy Mini device in the morning and the DeVita Ritm Mini device during the day. The method of using DeVita devices is described in the complexes.

Complexes

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. General list of programs | 6. Active immune system | 11. Stop allergy |
| 2. Heart and circulation | 7. Movement without pain | 12. Men's health |
| 3. Digestion without problems | 8. Sport performers | 13. Women's health |
| 4. Stop stress | 9. Clean skin | 14. Body figure |
| 5. Stop insomnia | 10. Stop parasites | |

1. Complex «General list of programs»

- 1. Anti-Cold
- 2. Anti-Flu
- 3. Antivirus
- 4. Digestive tract health
- 5. Drainage antitox
- 6. Drainage, general
- 7. Help against poisoning
- 8. Intimate health
- 9. Mexican detoxification
- 10. No allergies
- 11. No bacteria
- 12. No candida
- 13. No chlamydia
- 14. No fungi
- 15. No flu, general
- 16. No helicobacter
- 17. No hepatitis A
- 18. Healthy lymph
- 19. No herpes
- 20. Without toxins
- 21. No herpes simplex
- 22. No herpes zoster
- 23. No mould & fungi
- 24. No nematodes & ascarides
- 25. No parasites, Digestive tract
- 26. No parasites, general
- 27. No protozoans
- 28. No schistosomes (blood-flukes) & trematods
- 29. No staphylococcus
- 30. No streptococcus
- 31. Weight Control
- 32. Mode 1 -automatic
- 33. Mode 2 -automatic
- 34. Mode 3 -automatic
- 35. Mode 4 -automatic
- 36. Cleansing -automatic
- 37. No parasites-automatic
- 38. No flu -automatic
- 39. Stop herpes S-automatic
- 40. Stop herpes Z-automatic
- 41. Without cold -automatic
- 42. Support immunity -automatic
- 43. Without helminths -automatic
- 44. Weight Reduction-automatic
- 45. Reduce Points -automatic

Description of automatic programs

Name of the program	Aim of program	Time
Mode 1 - automatic	Oppresses the activity of viruses, inhibits the vital activity of protozoal microorganisms. Optimal prevention of diseases when changing climatic zones, like visiting Asian countries.	6:47
Mode 2 - automatic	Removes toxic load caused by strepto- and staphylococcus. It is effective both for colds and for the prevention of coccal infections.	7:53
Mode 3 - automatic	Promotes the removal of bacterial complications of the gastrointestinal tract and urogenital system.	8:26
Mode 4 - automatic	It displays mycotoxins formed by molds and yeast fungi. Reduces the risk of accumulation of carcinogenic factors.	7:47

Cleansing - automatic	It stimulates the removal of toxins and the normalization of lymphatic drainage, strengthening the lymphatic vessels. Helps removing the excess fluid from the intercellular space, it has an antiseptic effect.	7:10
No parasites - automatic	Reduces the parasitic burden of the liver, pancreas, intestines, and also the toxic load caused by the vital activity of these forms..	7:38
No flu - automatic	It suppresses the activity of various strains of the flu virus, helps to relieve symptoms of intoxication and alleviate a person's condition during the disease..	6:38
Stop herpes S - automatic	Prevents the development of herpes simplex and its toxic effects on the body: the formation of vesicles on the mucous membranes, the skin and reduces itching.	7:35
Stop herpes Z - automatic	Reduces the activity of herpes zoster viruses, reduces the toxic signs of its manifestation on the skin surface and pain sensations.	5:47
Without cold - automatic	Prevents the development of respiratory viruses, reduces the symptoms of intoxication, leads to a decrease in inflammatory reactions and the likelihood of complications	8:09
Support immunity - automatic	Blocks the activity of a variety of viruses, their distribution in the human body, contributes to the activation of the immune system. Effective in preventing from infections during hypothermia and during the period of mass diseases.	5:03
Without helminths - automatic	Helps to impair the vital activity of helminths and their natural withdrawal from the body, reduces the toxic load. Effective in preventing from helminthiosis in children and adults.	3:18
Weight Reduction - automatic	Reduces the parasitic load and destroys viruses that cause excess weight. Normalizes the work of the autonomic nervous system, maintains a healthy tone of the body and improves the psychoemotional state.	4:28
Reduce Points - automatic	Clears the body of toxins, normalizes the lymph drainage, maintains immunity and increases vital energy.	4:31

Attention! If during the use of the programs of the first month nausea, headache, perspiration, or other symptoms of intoxication are observed, then additional application of this or other mode has to be carried out within the next 3 months. Each of them is involved in the course taking into account the life cycle of the infectious organism.

So:

- Modes 1-3: apply 14 days;
- Mode 4: 30 days.

The device is used daily at night

2. Complex «Heart and circulation»

Applied for problems with the cardiovascular and lymphatic systems.

1st month of daily use, during night time, according to the following scheme:

- 1st week — «Mode 1 - automatic»
- 2nd week — «Mode 2 - automatic»
- 3rd week — «Mode 3 - automatic»
- 4th week — «Mode 4 - automatic»

2nd month:

- 1st -2nd week — program «No schistosomes (blood-flukes) & trematods» daily use in the evening after the programs of DeVita Ritm Mini.
- 3rd -4th week — program «No chlamydia» daily use in the evening after the programs of DeVita Ritm Mini.
- 1-4 week — «Cleansing» daily at night.

3rd month: necessary use of the programs of the first month

4th month: «No parasites-automatic» daily at night time for 1 week.

3. Complex «Digestion without problems»

For chronic problems with the organs of the gastrointestinal tract and as an additional tool in case of poisoning.

1st month of daily use, during night time, according to the following scheme:

- 1st week — «Mode 1 - automatic»
- 2nd week — «Mode 2 - automatic»
- 3rd week — «Mode 3 - automatic»
- 4th week — «Mode 4 - automatic»

2nd month:

- 1st -2nd week — program «No schistosomes (blood-flukes) & trematods» daily use in the evening after the programs of DeVita Ritm Mini.
- 3rd -4th week — program «Drainage antitox» daily use in the evening after the programs of DeVita Ritm Mini.
- 1-4 week — «Cleansing» daily at night.

If necessary:

«No helicobacter» — daily in the evening for a month.

3rd month: necessary use of the programs of the first month

4th month: «No parasites-automatic» daily at night time for 1 week.

In case of poisoning:

- «Mode 3 - automatic»
- program «Help against poisoning»
Daily for 10 days, alternating with each other.

4. Complex «Stop stress»

In case of stress, fatigue, reduced performance, depressive states.

1st month of daily use, during night time, according to the following scheme:

- 1st week — «Mode 1- automatic»
- 2nd week — «Mode 2 - automatic»
- 3rd week — «Mode 3 - automatic»
- 4th week — «Mode 4 - automatic»

2nd month: «Cleansing» daily at night.

3rd month: necessary use of the programs of the first month

4th month: «No parasites-automatic» daily at night time for 1 week.

5. Complex «Stop insomnia»

In case of a state of nervous excitement, trouble falling asleep, sleep disorders.

1st month of daily use, during night time, according to the following scheme:

- 1st week — «Mode 1 - automatic»
- 2nd week — «Mode 2 - automatic»
- 3rd week — «Mode 3 - automatic»
- 4th week — «Mode 4 - automatic»

2nd month: «Cleansing» daily at night.

3rd month: necessary use of the programs of the first month

4th month: «No parasites-automatic» daily at night time for 1 week.

6. Complex «Active immune system»

For the prevention of colds, as well as relief from bacterial and viral infections.

In the season of colds, in case of hypothermia:

- «Support immunity –automatic» 1-2 times a week

At the first symptoms of the common cold diseases (other than flu) during the first two days:

- «Without cold – automatic»

Then within 5 to 7 days alternating with each other:

- «Mode 2 - automatic»
- program «Anti-Cold»

At the first signs(symptoms) of the flu, for the first 2 days alternating with each other:

- program «Antivirus»
- «No flu –automatic»

Further, daily for 5 days: «No flu – automatic»

Upon completion, use «Mode 2 - automatic» daily for 5-7 days, also if necessary the program «No bacteria».

7. Complex «Movement without pain»

In case of problems with the musculoskeletal system: pain, inflammation of the joints, muscles, spine or injuries.

1st month of daily use, during night time, according to the following scheme:

- 1st week — «Mode 1 - automatic»
- 2nd week — «Mode 2 - automatic»
- 3rd week — «Mode 3 - automatic»
- 4th week — «Mode 4 - automatic»

2nd month:

- «Cleansing» daily at night.

- program «No bacteria» and «Drainage antitox». Daily in the evening after the DeVita Ritm Mini programs for 14 days.

3rd month: necessary use of the programs of the first month

4th month: «No parasites-automatic» daily at night time for 1 week.

8. Complex «Sport performers»

With intense physical activity, injuries, as well as to reduce the toxic load and a fast recovery after workouts.

1st month of daily use, during night time, according to the following scheme:

- 1st week — «Mode 1 - automatic»
- 2nd week — «Mode 2 - automatic»
- 3rd week — «Mode 3 - automatic»
- 4th week — «Mode 4 - automatic»

2nd month: «Cleansing» daily at night.

3rd month: necessary use of the programs of the first month

4th month: «No parasites-automatic» daily at night time for 1 week

9. Complex «Clean skin»

With inflammatory processes on the skin, fungal burdening of hair and nails, herpetic weights (shingles).

1st month of daily use, during night time, according to the following scheme:

- 1st week — «Mode 1 - automatic»
- 2nd week — «Mode 2 - automatic»
- 3rd week — «Mode 3 - automatic»
- 4th week — «Mode 4 - automatic»

2nd month: «Cleansing» daily at night.

If necessary:

- in case of fungal burdening program «No fungi» daily in the evening after the programs of DeVita Ritm Mini

3rd month:

- necessary use of the programs of the first month
- in case of herpetic burdening: «Stop herpes S-automatic» or «Stop herpes Z-automatic» at night time.

4th month: «No parasites-automatic» daily at night time for 1 week.

10. Complex «Stop parasites»

To reduce health risks of: pet owners, gardeners, travelers, families with children under 12 years. In case of appetite changes, unexplained pain, inflammation, appearance of allergies.

1st month of daily use, during night time, according to the following scheme:

- 1st week — «Mode 1 - automatic»
- 2nd week — «Mode 2 - automatic»
- 3rd week — «Mode 3 - automatic»
- 4th week — «Mode 4 - automatic»

2nd month: «Cleansing» daily at night.

3rd month: necessary use of the programs of the first month

4th month: «No parasites-automatic» and «Without helminths – automatic», alternating with each other every day at night for 1 month.

Additionally:

In case of cough, program «No bacteria» — daily in the evening after the programs of DeVita Ritm Mini, for 14 days.

In case of herpetic weights:

- program «No herpes simplex» at the first sign of a rash every 3 hours, then every day 1-2 times a day «Stop herpes S-automatic» at night for 1 month.
- program «No herpes zoster» at the first sign of a rash every 3 hours, then every day 1-2 times a day «Stop herpes Z-automatic» at night for 1 month.

When visiting countries in Asia and Africa, to prevent viral load of the liver, use the program — «No hepatitis A» — daily 1-2 times a day for a month.

11. Complex «Stop allergy»

With various allergic reactions to: food, dust, pets, pollen of plants.

1st month of daily use, during night time, according to the following scheme:

- 1st week — «Mode 1 - automatic»
- 2nd week — «Mode 2 - automatic»
- 3rd week — «Mode 3 - automatic»
- 4th week — «Mode 4 - automatic»

Additionally: program «No allergies» in the evening after the programs of DeVita Ritm Mini.

2nd month:

- 1st -2nd week — program «No schistosomes (blood-flukes) & trematods» daily use in the evening after the programs of DeVita Ritm Mini.
- 3rd -4th week — program «No allergies» daily use in the evening after the programs of DeVita Ritm Mini.
- 1-4 week — «Cleansing» daily at night.

3rd month:

- necessary use of the programs of the first month
- in case of herpetic burdening: «No allergies» daily at night.

4th month:

- «No parasites-automatic» daily at night time for 1 week.
- program «No allergies» in the evening after the programs of DeVita Ritm Mini.

Attention! In case of pollinosis, the procedure should be started 2 months before the flowering of plants.

A stable positive result for solving problems with allergies can be obtained with regular use of the programs of the complex for 6 months.

12. Complex «Men's health»

In case of psychological and functional problems with the organs of the male urogenital system.

1st month of daily use, during night time, according to the following scheme:

- 1st week — «Mode 1 - automatic»
- 2nd week — «Mode 2 - automatic»
- 3rd week — «Mode 3 - automatic»
- 4th week — «Mode 4 - automatic»

2nd month:

- «Cleansing» daily at night.
- program «No chlamydia» in the evening after the programs of DeVita Ritm Mini.

3rd month: necessary use of the programs of the first month

4th month: «No parasites-automatic» daily at night time for 1 week

13. Complex «Women's health»

In case of functional disorders of the female urogenital system, for harmonizing the work of the organism in premenstrual and menopausal period.

1st month of daily use, during night time, according to the following scheme:

- 1st week — «Mode 1 - automatic»
- 2nd week — «Mode 2 - automatic»
- 3rd week — «Mode 3 - automatic»
- 4th week — «Mode 4 - automatic»

2nd month:

- «Cleansing» daily at night.
- program «No chlamydia» in the evening after the programs of DeVita Ritm Mini.

3rd month: necessary use of the programs of the first month

4th month: «No parasites-automatic» daily at night time for 1 week

14. Complex «Body figure»

For soft and comfortable weight loss, regulation of appetite.

Attention! To obtain the most effective result before using this complex, we recommend first to reduce the possible parasitic and toxic load, using the basic programs («Mode 1-4 automatic», «Cleansing», «No parasites-automatic») of the complex «Stop parasites» within 3-4 months.

4th-6th month: programs «Weight Reduction-automatic» and «Reduce Points – automatic» every day, alternating with each other at night

For detailed information on the complexes, you can visit the company's website www.deholding.info under the section «Products» – «Complexes».

With regular, correct use of DeVita Mini devices any user will receive a unidirectional positive result of effective recovery, youth and longevity.

Συσκευή ενίσχυσης των προστατευτικών δυνάμεων και αποκατάστασης της φυσικής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε φυσικά βιοσυστήματα

DeVita AP
Μοντέλο Mini

Οδηγίες χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μια καινοτόμα συσκευή, που ισάξια της σε δράση και αποτελεσματικότητα δεν υπάρχει στην αγορά. Στις μέρες μας είναι αναγκαίο, ο κάθε άνθρωπος να είναι σε θέση να διατηρεί έναν υψηλό συντελεστή υγείας. Η συσκευή χρησιμοποιείται για την ανακούφιση του άγχους που προκαλείται από την παρουσία παρασιτικών οργανισμών στο ανθρώπινο σώμα: ιοί, βακτηρίδια, μύκτες, πρωτόζωα, έλμινθες. Επίσης, ρυθμίζει την παρουσία ενδο- και εξω- τοξινών που εμποδίζουν το έργο των κυριότερων απεκριτικών συστημάτων, η οποία είναι μία από τις κύριες αιτίες των προβλημάτων υγείας.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η αντιπαρασιτική δράση της συσκευής βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας του επιστήμονα και μηχανικού R. Rife και των συνεχιστών του. Οι επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι κάθε ζωντανός οργανισμός έχει τη δική του πλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τα κύματα μιας ορισμένης συχνότητας, που αναπαράγονται από τη συσκευή, αντικούνται με τη δική τους ακτινοβολία, ενισχύοντας τις φυσικές τους ταλαντώσεις. Οι εντατικές ταλαντώσεις αποτελούν παράγοντα εξολόθρευσης των παρασίτων. Η συσκευή DeVita AP Mini διαθέτει ξεχωριστές συχνότητες ταλαντώσεων για ορισμένους τύπους ιών, βακτηρίων, έλμινθών, πρωτόζωων και μυκήτων και πέραν αυτού, παρέχει την δυνατότητα για έναν βαθύ καθαρισμό του σώματος από τις τοξίνες.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή περιλαμβάνει 14 βασικά ΣΕΤ προγραμμάτων (complexes) που αποτελούνται από χειροκίνητα και αυτόματα προγράμματα. Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει εξειδικευμένα ΣΕΤ προγραμμάτων (χωρητικότητα συσκευής - έως και 50). Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα λήψης νέων ΣΕΤ και προγραμμάτων που θα δημιουργηθούν από εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας.

ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της συσκευής DeVita AP Mini συνιστάται κατά τις απογευματινές ή τις βραδινές ώρες, τοποθετώντας την συσκευή κάτω από το μαξιλάρι με το πίσω μέρος να «κοιτάει» προς εσάς.

Για την βελτίωση περίπλοκων προβλημάτων υγείας και τη διατήρηση του υψηλού τόνου, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις συσκευές DeVita Energy Mini το πρωί και DeVita Ritm Mini κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μέθοδος χρήσης των συσκευών DeVita περιγράφεται στα ΣΕΤ προγραμμάτων.

ΣΕΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (complexes)

- | | | |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1. Γενική λίστα προγραμμάτων | 6. Χωρίς κρυολόγηματα | 12. Αντρική υγεία |
| 2. Καρδιά και αγγεία | 7. Κίνηση χωρίς πόνους | 13. Υγεία της γυναίκας |
| 3. Ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση εντέρου | 8. Για αθλητές | 14. Διαχείριση σωματικού βάρους |
| 4. Αντιστρές | 9. Λαμπερή επιδερμίδα | |
| 5. Κατά της αύηνσας | 10. Τέλος στα παράσιτα | |
| | 11. Κατά των αλλεργιών | |

1. ΣΕΤ προγράμματος «ΓΕΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Χωρίς κρυολόγημα | 25. Τέλος στα εντεροστομακά παράσιτα |
| 2. Προστασία από την γρίπη | 26. Τέλος στα παράσιτα |
| 3. Αντικό | 27. Προστασία από τα πρωτόζωα |
| 4. Υγεία του γαστρεντερικού | 28. Χωρίς σχιστόσωμα & τρηματώδη |
| 5. Κυτταρική αποτοξίνωση | 29. Κατά των σταφυλόκοκκων |
| 6. Αρχικός καθαρισμός | 30. Κατά των στρεπτόκοκκων |
| 7. Κατά της διληπτηρίασης | 31. Έλεγχος βάρους |
| 8. Σεξουαλική υγεία | 32. Πρόγραμμα λειτουργίας 1 -αυτόματο |
| 9. Detox Mexicana | 33. Πρόγραμμα λειτουργίας 2 -αυτόματο |
| 10. Αντιμετώπιση αλλεργιών | 34. Πρόγραμμα λειτουργίας 3 -αυτόματο |
| 11. Αντιβακτηριακό | 35. Πρόγραμμα λειτουργίας 4 -αυτόματο |
| 12. Κατά της κάντυντα | 36. Καθαρισμός -αυτόματο |
| 13. Απαλλαγή από τα χλαμύδια | 37. Τέλος στα παράσιτα - αυτόματο |
| 14. Κατά των μυκήτων | 38. Χωρίς γρίπη - αυτόματο |
| 15. Κατά της γρίπης (βασικό) | 39. Κατά του έρπιτα S - αυτόματο |
| 16. Κατά του ελικοβακτηριδίου | 40. Κατά του έρπιτα Z - αυτόματο |
| 17. Χωρίς πηπάτιδα A | 41. Χωρίς κρυολόγημα -αυτόματο |
| 18. Υγιής λέμψος | 42. Υποστήριξη ανοσοποιητικού -αυτόματο |
| 19. Κατά του έρπιτη | 43. Χωρίς έλμινθες -αυτόματο |
| 20. Χωρίς τοξίνες | 44. Απώλεια βάρους -αυτόματο |
| 21. Κατά του απλού έρπιτη | 45. Ελάττωση πόνων -αυτόματο |
| 22. Κατά του έρπιτη ζωστήρα | |
| 23. Απαλλαγή από μύκητες και μούχλα | |
| 24. Κατά των νηματωδών και ασκαρίδων | |

Αυτόματα προγράμματα-complexes

Όνομασία	Όνομασία	Λειτουργία (ώρα)
Πρόγραμμα λειτουργίας 1	Καταστέλλει τη δραστηριότητα των ιών, αναστέλλει τη ζωτική δραστηριότητα των πρωτόζωων μικροοργανισμών. Βέλτιστη πρόληψη ασθενειών κατά την αλλαγή κλιματικών ζωνών, που παρατηρούνται σε ασιατικές χώρες	6:47

Πρόγραμμα λειτουργίας 2	Αφαιρεί το τοξικό φορτίο που προκαλείται από τους στρεπτό- και σταφυλόκοκκους. Είναι αποτελεσματικό τόσο για κρυολόγημα όσο και για την πρόληψη λοιμώξεων από κόκκους.	7:53
Πρόγραμμα λειτουργίας 3	Προωθεί την αφαίρεση των βακτηριακών επιπλοκών του γαστρεντερικού σωλήνα και του ουρογεννητικού συστήματος.	8:26
Πρόγραμμα λειτουργίας 4	Απομακρύνει τις μυκοτοξίνες που σχηματίζονται από μούλχα και ζημούμοκτες. Μειώνει τον κίνδυνο συσσώρευσης καρκινογόνων παραγόντων.	7:47
Καθαρισμός αυτόματο	Προωθεί την αποσυμφόρηση των τοξινών, την ομαλοποίηση της λεμφικής αποστράγγισης (αποτοξίνωση), την ενίσχυση των λεμφικών αγγείων. Βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας του υγρού από τον ενδόκυτταριό χώρο, έχει αντισηπτικό αποτέλεσμα	7:10
Τέλος στα παράσιτα - αυτόματο	Μειώνει το παρασιτικό φορτίο του ήπατος, του παγκρέατος, των εντέρων και επίσης το τοξικό φορτίο που προκαλείται από τη ζωτική δραστηριότητα αυτών των οργανισμών..	7:38
Χωρίς γρίπη - αυτόματο	Καταστέλλει τη δραστηριότητα διαφόρων στελεχών του ιού της γρίπης, βοηθά στην ανακούφιση των συμπτώματων διληπτηρίασης και ανακουφίζει την κατάσταση του αστόμου κατά τη διάρκεια της νάσου..	6:38
Κατά του έρπιτα S - αυτόματο	Προλαμβάνει την ανάπτυξη του απλού έρπιτα και την τοξική επιδρασή του στο σώμα: σχηματισμός κυστιδών στις βλεννώνεις μεμβράνες, στο δέρμα, μεώση του κνημούσου..	7:35
Κατά του έρπιτα Z - αυτόματο	Μειώνει τη δραστηριότητα των ιών του έρπιτα ζωστήρα, απομακρύνει το τοξικό φορτίο της εκδήλωσης της στην επιφάνεια του δέρματος και την αίσθηση του πόνου.	5:47
Χωρίς κρυολόγημα -αυτόματο	Προλαμβάνει την ανάπτυξη αναπνευστικών ιών, μειώνει τα συμπτώματα της διληπτηρίασης, οδηγεί στην μείωση των φλεγμονώδων αντιδράσεων και στην πιθανότητα επιπλοκών	8:09
Υποστήριξη ανοσοποιητικού -αυτόματο	Αποτρέπει τη δραστηριότητα διαφόρων ιών, την εξάπλωσή τους στο ανθρώπινο σώμα, προωθεί την ενέργονοιση της ανοσίας. Συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη των λοιμώξεων κατά την υποθερμία και κατά τη διάρκεια επιδημιών.	5:03

Χωρίς έλμινθες -αυτόματο	Βοηθά στη μείωση της ζωτικής δραστηριότητα των ελμινθών και στη φυσική τους αποβολή από το σώμα, μειώνει το τοξικό φορτίο. Συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη της ελμινθίσης σε παιδιά και ενηλίκες.	3:18
Απώλεια βάρους -αυτόματο	Μειώνει το παρασιτικό φορτίο και προκαλεί την εξουδετέρωση των ιόν του που προκαλούν το υπερβολικό βάρος. Ρυθμίζει τη δράση του αυτόνομου υερικού συστήματος, διατηρεί τον τόνο του σώματος και βελτιώνει την ψυχοεκδημική κατάσταση.	4:28
Ελάπτωση πόντων -αυτόματο	Καθαρίζει το σώμα από τις τοξίνες, ομαλοποιεί την αποστράγγιση των λεμφοδένων, διατηρεί την ανοσία και αυξάνει τη ζωτική ενέργεια..	4:31

Προσοχή! Εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των αντίστοιχων προγραμμάτων παρατηρείται, κεφαλαλγία, εφίδρωση ή άλλες εκδηλώσεις τοξικότητας, τότε η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων πρέπει να διεξαχθεί σύμφωνα με τις παρακάτω σημγίες για τους επόμενους 3 μήνες. Κάθε ένα από τα προγράμματα συμβάλλει δραστικά στην όλη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής του μολυσματικού παράγοντα.

Εφαρμογή:

- Προγράμματα λειτουργίας 1-3 για 14 μέρες
- Πρόγραμμα λειτουργίας 4 για 30 μέρες.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή καθημερινά, τη νύχτα.

2. ΣΕΤ προγράμματος «Καρδιά και αγγεία»

Χρησιμοποιείται σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με το καρδιαγγειακό και το λεμφικό σύστημα

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

- 1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»
- 2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»
- 3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»
- 4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας:

1^{η-2^η} εβδομάδα — πρόγραμμα «Χωρίς σχιστόσωμα & τρηματώδη» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

3^{η-4^η} εβδομάδα — πρόγραμμα «Απαλλαγή από τα χλαμύδια» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

1^{η-4^η} εβδομάδα — «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3 μήνας απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

3. ΣΕΤ προγράμματος

«Ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση εντέρου»

Χρησιμοποιείται σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με το πεπτικό σύστημα και ως πρόσθετο μέσο για την αντιμετώπιση της διληπτηρίασης.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

- 1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»
- 2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»
- 3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»
- 4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας:

1^{η-2^η} εβδομάδα — πρόγραμμα «Χωρίς σχιστόσωμα & τρηματώδη» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

3^{η-4^η} εβδομάδα — πρόγραμμα «Κυτταρική αποτοξίνωση» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

1^{η-4^η} εβδομάδα — «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

Απαραίτητο:

«Κατά του ελικοβακτηριδίου» — καθημερινά το βράδυ για ένα μήνα.

3 μήνας απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

Σε περίπτωση διληπτηρίασης:

- «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»
- Πρόγραμμα «Κατά της διληπτηρίασης»

Καθημερινά κατά τη διάρκεια 10 ημερών εναλλάξ το ένα με το άλλο.

4. ΣΕΤ προγράμματος «Αντιστρές»

Σε περίπτωση άγχους, κόπωσης, μειωμένης απόδοσης, καταθλιπτικών καταστάσεων.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

- 1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»
- 2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας: «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3 μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματα» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

5. ΣΕΤ προγράμματος «Κατά της αϋπνίας»

Σε κατάσταση νευρικής διέγερσης, προβλήματα με τον ύπνο.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας: «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3 μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματα» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

6. ΣΕΤ προγράμματος «Χωρίς κρυολογήματα»

Για την πρόληψη των κρυολογημάτων, καθώς και την ανακούφιση από βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις.

Κατά την περίοδο καταρροϊκών ασθενειών, υποθερμίας:

- «Υποστήριξη ανοσοποιητικού αυτόματο» 1-2 φορές την εβδομάδα.

Κατά τη πρώτα σημάδια καταρροϊκών ασθενειών (εκτός από τη γρίπη) για 2 μέρες

- «Χωρίς κρυολόγημα αυτόματο»

Έπειτα για 5 έως 7 μέρες, εναλλάξ μεταξύ τους καθημερινά:

- «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

- πρόγραμμα «Κατά της γρίπης (Βασικό)»

Εάν υπάρχει βήχας - Επιπλέον, το πρόγραμμα «Αντιβακτηριακό»

Κατά τη πρώτα σημάδια της γρίπης, κάθε μέρα για 2 ημέρες εναλλάξ μεταξύ τους:

- πρόγραμμα «Αντικό»

- «Χωρίς γρίπη αυτόματο»

Επιπλέον, καθημερινά για 5 ημέρες: «Χωρίς γρίπη αυτόματο»

Στο τέλος, «Πρόγραμμα λειτουργίας 2» καθημερινά για 5-7 ημέρες, εάν είναι αποραίτητο, το πρόγραμμα «Αντιβακτηριακό».

7. ΣΕΤ προγράμματος «Κίνηση χωρίς πόνους»

Σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με το μυοσκελετικό σύστημα: πόνος, φλεγμονή των αρθρώσεων, των μυών, της σπονδυλικής στήλης, τραυματισμοί.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας:

- «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

- πρόγραμμα «Αντιβακτηριακό» και «Κυτταρική αποτοξίνωση». καθημερινά τη βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini κατά τη διάρκεια 14 ημερών.

3 μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματα» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

8. ΣΕΤ προγράμματος «Για αθλητές»

Σε περίπτωση έντονης ασθματικής άσκησης, τραυμάτων, αλλά και μείωσης του τοξικού φορτίου και ταχείας ανάκαμψης μετά την προγόνωπη.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»

2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»

3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»

4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας: «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3 μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματα» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

9. ΣΕΤ προγράμματος «Λαμπερή επιδερμίδα»

Σε περίπτωση φλεγμονώδων διεργασιών στο δέρμα, μυκητιάσεων στα μαλλιά και στα νύχια, έρπη (έρπητα ζωστήρα).

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

- 1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»
- 2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»
- 3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»
- 4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας: «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

Απαραίτητα:

- σε περίπτωση μυκητιάσεων πρόγραμμα «Κατά των μυκήτων» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

3 μήνας:

- απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.
- σε περίπτωση έρπητα: πρόγραμμα «Κατά του έρπη S αυτόματο» ή «Κατά του έρπη Z αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα.

4 μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματα» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

10. ΣΕΤ προγράμματος «Τέλος στα παράσιτα»

Για να προφυλάξετε από τον κίνδυνο: ιδιοκτήτες κατοικιδίων ζώων, ταξιδιώτες, οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών. Όταν αλλάζει η όρεξή σας, βιώνετε ανεξήγητο πόνο, φλεγμονή, εμφάνιση αλλεργιών.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

- 1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»
- 2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»
- 3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»
- 4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας: «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3 μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματα» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

Επιπλέον:

Εάν παρουσιαστούν συμπτώματα του βήχα - Πρόγραμμα «Αντιβακτηριακό» — κάθε μέρα τη νύχτα, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων DeVita Ritm Mini, για 14 μέρες.

Σε περίπτωση επιβάρυνσης από τον ίδιο το έρπητα:

- πρόγραμμα «Κατά του απλού έρπη» - κατά τα πρώτα σημάδια εξανθήματος κάθε 3 ώρες, ύστερα κάθε μέρα 1-2 φορές την ημέρα, πρόγραμμα «Κατά του έρπητα S αυτόματο» τη νύχτα, για 1 μήνα.
- πρόγραμμα «Κατά του έρπη ζωστήρα» - κατά τα πρώτα σημάδια εξανθήματος κάθε 3 ώρες, ύστερα κάθε μέρα 1-2 φορές την ημέρα, πρόγραμμα «Κατά του έρπητα Z αυτόματο» τη νύχτα, για 1 μήνα.

Όταν επισκέπτεστε χώρες της Ασίας και της Αφρικής για την πρόληψη του ιικού φορτίου στο ήπαρ, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα -«Χωρίς πτωτιστικά Α» - καθημερινά 1-2 φορές την ημέρα για ένα μήνα.

11. ΣΕΤ προγράμματος «Κατά των αλλεργιών»

Σε περίπτωση διαφόρων αλλεργικών αντιδράσεων από φαγητό, σκόνη, κατοικίδια ζώα, γύρω φυτών.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

- 1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»
- 2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»
- 3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»
- 4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

Επιπλέον:

πρόγραμμα «Αντιμετώπιση αλλεργιών» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

2 μήνας:

1^η-2^η εβδομάδα — πρόγραμμα «Χωρίς σκιστόσωμα & τρηματώδη» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

3^η-4^η εβδομάδα — πρόγραμμα «Αντιμετώπιση αλλεργιών» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Ritm Mini.

1^η-4^η εβδομάδα — «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

3 μήνας:

- απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.
- πρόγραμμα «Αντιμετώπιση αλλεργιών» καθημερινά την νύχτα.

4 μήνας:

- «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» απαραίτητη η καθημερινή χρήση τη νύχτα, για 1 βδρομάδα.
- πρόγραμμα «Αντιμετώπιση αλλεργιών» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Rim Mini.

Προσοχή! Σε περίπτωση αλλεργικής ρινίτιδας, η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει 2 μήνες πριν από την ανθοφορία των φυτών. Ενα σταθερό θετικό αποτέλεσμα για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τις αλλεργίες μπορεί να επιτευχθεί με την τακτική χρήση του συγκεκριμένου ΣΕΤ προγράμματος για 6 μήνες.

12. ΣΕΤ προγράμματος «Αντρική υγεία»

Σε περίπτωση ψυχολογικών και λειτουργικών προβλημάτων του ανδρικού ουρογεννητικού συστήματος.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

- 1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»
- 2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»
- 3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»
- 4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας:

- «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

- πρόγραμμα «Απαλλαγή από τα χλαμύδια» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Rim Mini.

3 μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

13. ΣΕΤ προγράμματος «Υγεία της γυναίκας»

Σε περίπτωση λειτουργικών διαταραχών του γυναικείου ουρογεννητικού συστήματος, την εναρρόντια της λειτουργίας του σώματος στην προεμμηνορρυθμική και κλιμακτηριακή περίοδο.

1 μήνας καθημερινής χρήσης σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:

- 1^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 1»
- 2^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 2»
- 3^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 3»
- 4^η εβδομάδα — «Πρόγραμμα λειτουργίας 4»

2 μήνας:

- «Καθαρισμός» καθημερινά τη νύχτα.

- πρόγραμμα «Απαλλαγή από τα χλαμύδια» καθημερινά το βράδυ, ύστερα από την ολοκλήρωση των προγραμμάτων στο DeVita Rim Mini.

3 μήνας: απαραίτητη η χρήση των προγραμμάτων που αναγράφονται τον πρώτο μήνα.

4 μήνας: «Τέλος στα παράσιτα αυτόματο» καθημερινά τη νύχτα για 1 εβδομάδα.

14. ΣΕΤ προγράμματος «Διαχείριση σωματικού βάρους»

Για αποτελεσματική απώλεια βάρους και ρύθμιση της όρεξης.

Προσοχή:

Για βέλτιστα αποτέλεσμα πριν την χρήση του συγκεκριμένου ΣΕΤ προγράμματος, συνιστάται πρωτίστως η μείωση του παρασιτικού και τοξικού φορτίου, χρησιμοποιώντας τα βασικά προγράμματα («Πρόγραμμα λειτουργίας 1-4», «Καθαρισμός», «Τέλος στα παράσιτα -αυτόματο») του ΣΕΤ «Τέλος στα παράσιτα» εντός 3-4 μηνών.

4-6 μήνας:

- προγράμματα «Απώλεια βάρους -αυτόματο» και «Ελάττωση πόντων -αυτόματο» καθημερινά εναλλάξ το ένα με το άλλο ανά ημέρα, τη νύχτα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΣΕΤ προγραμμάτων, ανατρέξτε στον ιστότοπο της εταιρείας www.deholding.info στην ενότητα «Προϊόντα» - «ΣΕΤ προγραμμάτων».

Με την τακτική και ορθή χρήση των συσκευών DeVita Mini κάθε χρήστης απολαμβάνει θεαματικά αποτελέσματα ανάκαμψης, νεότητας και μακροζωίας.

Устройство для усиления
собственных защитных сил
и корректировки естественных
электромагнитных излучений
природных биосистем

DeVita AP
Модель Mini

Руководство по эксплуатации

Введение

Уникальный прибор не имеющий аналогов в мире. Необходим каждому человеку для поддержания высокого коэффициента здоровья в условиях современного мира. Прибор используют для снятия стрессового отягощения, вызванного присутствием в организме человека паразитарных форм: вирусов, бактерий, грибков, простейших, гельминтов. А также наличию эндо- и экзотоксинов, блокирующих работу основных выделительных систем, что является одной из ключевых причин возникновения проблем со здоровьем.

Метод работы

Антипаразитарное действие прибора основано на результатах масштабных исследований ученого и инженера Р. Райфа и его последователей. Ученые доказали, что каждое живое существо обладает собственным электромагнитным излучением. Волны определенной частоты, воспроизводимые устройством, вступают в резонанс с собственным излучением микроорганизмов, усиливая его естественные колебания. Интенсивные колебания становятся гибельными для паразитов. Устройство DeVita AP Mini имеет отдельные частоты колебаний для определенных видов вирусов, бактерий, гельминтов, простейших и грибков, и, помимо этого, позволяет провести глубокую очистку организма от токсинов.

Возможности прибора

В прибор входят 14 базовых комплексов, состоящих из ручных и автоматических программ. Каждый пользователь может создавать свои уникальные комплексы (всего прибор вмещает до 50) и имеет возможность закачивать новые комплексы и программы, которые будут создаваться специалистами компании.

Время использования

Прибор DeVita AP Mini целесообразно применять во второй половине дня или в ночное время, расположив его под подушкой тыльной стороной к себе.

Для комплексного решения проблем со здоровьем, поддержания высокого тонуса и резервов адаптации рекомендуем задействовать приборы DeVita Energy Mini в утреннее время и DeVita Ritm Mini в дневное. Методика использования приборов DeVita описана в комплексах.

Комплексы

- | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Общий список программ | 6. Без простуды | 11. Стоп аллергия |
| 2. Сердце и сосуды | 7. Движение без боли | 12. Здоровье мужчины |
| 3. Пищеварение без проблем | 8. Для спортсменов | 13. Здоровье женщины |
| 4. Стоп стресс | 9. Чистая кожа | 14. Стойная фигура |
| 5. Стоп бессонница | 10. Стоп паразиты | |

1. Комплекс «Общий список программ»

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Антипростуда | 33. Базовая 2 автомат |
| 2. Антигрипп | 34. Базовая 3 автомат |
| 3. Антивирус | 35. Базовая 4 автомат |
| 4. ЖКТ в порядке | 36. Очищение автомат |
| 5. Дренаж антитоксический | 37. Стоп паразиты автомат |
| 6. Дренаж общая | 38. Стоп грипп автомат |
| 7. Помощь при отравлениях | 39. Стоп герпес S автомат |
| 8. Интимное здоровье | 40. Стоп герпес Z автомат |
| 9. Мексиканка детокс | 41. Без простуды автомат |
| 10. Нет аллергии | 42. Поддержка иммунитета автомат |
| 14. Без грибка | 43. Без гельминтов автомат |
| 15. Стоп грипп базовая | 44. Снижаем вес автомат |
| 16. Нет хеликобактеру | 45. Уменьшаем объем автомат |
| 11. Стоп бактерии | |
| 12. Стоп кандида | |
| 13. Нет хламидиям | |
| 17. Без гепатита А | |
| 18. Здоровая лимфа | |
| 19. Стоп герпес | |
| 20. Без токсинов | |
| 21. Стоп герпес симплекс | |
| 22. Стоп герпес зостер | |
| 23. Стоп плесень и грибки | |
| 24. Нет нематод и аскарид | |
| 25. Стоп паразиты ЖКТ | |
| 26. Стоп паразиты общая | |
| 27. Нет простейшим | |
| 28. Без шистосом и трематод | |
| 29. Нет стафилококками | |
| 30. Нет стрептококкам | |
| 31. Управление весом | |
| 32. Базовая 1 автомат | |

Описание автоматических программ

Название	На что направлена	Время работы
Базовая 1 автомат	Угнетает активность вирусов, подавляет жизнедеятельность протозойных микроорганизмов. Оптимальная профилактика заболеваний при смене климатических поясов, посещении Азиатских стран.	6:47
Базовая 2 автомат	Снимает токсическую нагрузку, вызванную стрепто- и стафилококками. Эффективно как при простудных заболеваниях, так и для профилактики кокковых инфекций.	7:53
Базовая 3 автомат	Способствует снятию бактериального отягощения органов ЖКТ и мочеполовой системы.	8:26
Базовая 4 автомат	Выводит микотоксины, образованные плесневыми и дрожжевыми грибами. Снижает риск накопления канцерогенных факторов.	7:47
Очищение автомат	Способствует выводу токсинов, нормализации лимфооттока, укреплению лимфатических сосудов. Помогает выводу лишней жидкости из межклеточного пространства, обладает антисептическим эффектом.	7:10
Стоп паразиты автомат	Снижает стрессовое паразитарное отягощение печени, поджелудочной железы, кишечника, а также токсическую нагрузку, вызванную жизнедеятельностью данных форм.	7:38
Стоп грипп автомат	Подавляет активность различных штаммов вируса гриппа, способствует снятию симптомов интоксикации и облегчению состояния человека во время заболевания.	6:38
Стоп герпес S автомат	Предотвращает развитие герпеса симплекса и его токсическое воздействие на организм: образование пузырьков на слизистых оболочках, коже, уменьшает зуд.	7:35
Стоп герпес Z автомат	Снижает деятельность вирусов герпеса зостера, уменьшает токсические признаки его проявления на поверхности кожи и болевые ощущения.	5:47
Без простуды автомат	Препятствует развитию респираторных вирусов, уменьшает симптомы интоксикации, приводит к снижению воспалительных реакций и вероятности осложнений.	8:09

Поддержка иммунитета автомат	Блокирует активность различных вирусов, их распространение в организме человека, способствует активации иммунитета. Эффективна как профилактика простудных инфекций при переохлаждении и в период массовых заболеваний.	5:03
Без гельминтов автомат	Способствует нарушению жизнедеятельности гельминтов и их естественному выводу из организма, снижает токсическую нагрузку. Эффективна как профилактика гельминтозов у детей и взрослых.	3:18
Снижаем вес автомат	Уменьшает паразитарную нагрузку и уничтожает вирусы, являющиеся причиной лишнего веса. Нормализует работу вегетативной нервной системы, поддерживает тонус организма и улучшает психоэмоциональное состояние.	4:28
Уменьшаем объем автомат	Очищает организм от токсинов, нормализует лимфоотток, поддерживает иммунитет и повышает жизненную энергию.	4:31

Внимание! В процессе использования программ первого месяца возможно проявление признаков интоксикации в виде: тошноты, головной боли, першения или других симптомов. В этом случае в течение 3-го месяца необходимо повторить соответствующие программы. Каждая из них задействуется курсом с учетом жизненного цикла инфекционного возбудителя.

Так:

- «Базовая 1 – 3 автомат» применяют 14 дней;
- «Базовая 4 автомат» – 30 дней.

Прибор задействуют ежедневно в ночное время.

2. Комплекс «Сердце и сосуды»

Применяют при проблемах с сердечно-сосудистой и лимфатической системами.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- 1-2 неделя — программа «Без шистосом и trematod» ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.
- 3-4 неделя — программа «Нет хламидиям» ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.

- 1-4 неделя — «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

3. Комплекс «Пищеварение без проблем»

При хронических проблемах с органами ЖКТ и как дополнительное средство при отравлениях.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- 1-2 неделя — программа «Без шистосом и trematod» ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.
- 3-4 неделя — программа «Дренаж антитоксический» ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.
- 1-4 неделя — «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

По необходимости:

«Нет хеликобактеру» — ежедневно в вечернее время в течение месяца.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

При отравлениях:

- «Базовая 3 автомат»
 - программа «Помощь при отравлениях»
- Ежедневно в течение 10 дней чередуя друг с другом.

4. Комплекс «Стоп стресс»

При стрессовом напряжении, ощущении усталости, снижении работоспособности, депрессивных состояниях.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

5. Комплекс «Стоп бессонница»

При состоянии нервного возбуждения, проблемах с засыпанием, нарушении сна.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

6. Комплекс «Без простуды»

Для профилактики простудных заболеваний, а также облегчения состояния при бактериальных и вирусных инфекциях.

В сезон простудных заболеваний, при переохлаждении организма:

- «Поддержка иммунитета автомат» 1-2 раза в неделю

При первых признаках простудных заболеваний (кроме гриппа) в первые два дня:

- «Без простуды автомат»

Далее в течение 5 – 7 дней ежедневно чередуя друг с другом:

- «Базовая 2 автомат»

- программа «Антипростуда»

При наличии кашля — дополнительно программа «Стоп бактерии»

При первых признаках заболевания гриппом в первые 2 дня чередуя друг с другом:

- программа «Антивирус»
- «Стоп грипп автомат»

Далее ежедневно в течение 5 дней: «Стоп грипп автомат»

По окончании подключить «Базовая 2 автомат» ежедневно 5-7 дней, также по необходимости программу «Стоп бактерии».

7. Комплекс «Движение без боли»

При проблемах с опорно-двигательным аппаратом: болевых ощущениях, воспалениях суставов, мышц, позвоночника, травмах.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- «Очищение автомата» ежедневно в ночное время.
- программа «Стоп бактерии» и «Дренаж антитоксический».

Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini в течение 14 дней.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: по необходимости: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

8. Комплекс «Для спортсменов»

При интенсивных физических нагрузках, травмах, а также с целью снижения токсической нагрузки и быстрого восстановления после тренировок.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»

- 1 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно раз в неделю

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

9. Комплекс «Чистая кожа»

При воспалительных процессах на коже, грибковом отягощении волос и ногтей, герпетическом отягощении (опоясывающий лишай).

1 месяц: ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»

- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»

- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»

- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

По необходимости:

- при грибковом отягощении программа «Без грибка» ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini

3 месяц: по необходимости:

- программы 1-ого месяца

- при герпетическом отягощении: «Стоп герпес S автомат» или «Стоп герпес Z автомат» в ночное время.

4 месяц: по необходимости: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

10. Комплекс «Стоп паразиты»

Для поддержания здоровья у группы риска: владельцев домашних животных, садовых участков, путешественников, семьям с детьми до 12 лет. При изменении аппетита, необъяснимых болях, воспалении, появлении аллергии.

1 месяц: ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»

- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»

- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»

- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц: по необходимости: программы 1-ого месяца

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» и «Без гельминтов автомат», чередуя друг с другом через день в ночное время 1 месяц.

Дополнительно:

при наличии симптомов кашля – программа «Стоп бактерии» – ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini, 14 дней.

При герпетическом отягощении:

- программа «Стоп герпес комплекс» - при первых признаках высыпания каждые 3 часа, затем ежедневно 1-2 раза в день «Стоп герпес S автомат» в ночное время 1 месяц.

- программа «Стоп герпес зостер» - при первых признаках высыпания каждые 3 часа, затем ежедневно 1-2 раза в день «Стоп герпес Z автомат» в ночное время 1 месяц.

При посещении стран Азии и Африки для профилактики вирусной нагрузки печени программа - «Без гепатита А» - ежедневно 1-2 раза в сутки в течение месяца.

11. Комплекс «Стоп аллергия»

При различных аллергических реакциях: на пищу, пыль, домашних животных, пыльцу растений..

1 месяц: ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»

- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»

- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»

- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

Дополнительно:

- программа «Нет аллергии» в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.

2 месяц:

- 1-2 неделя — программа «Без шистосом и trematod» в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.

- 3-4 неделя — программа «Нет аллергии» ежедневно в вечернее время после

программ DeVita Ritm Mini.

- 1-4 неделя — «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц:

- программы 1-ого месяца по необходимости
- программа «Нет аллергии» ежедневно в ночное время.

4 месяц:

- «Стоп паразиты автомат» по необходимости ежедневно в ночное время 1 неделю.
- программа «Нет аллергии» ежедневно в ночное время.

Внимание! При полинозе курс необходимо начинать за 2 месяца до цветения растений. Стойкий положительный результат по решению проблем с аллергией можно получить при регулярном использовании программ комплекса на протяжении 6 месяцев.

12. Комплекс «Здоровье мужчины»

При психологических и функциональных проблемах с органами мужской мочеполовой системы.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.
- программа «Нет хламидиям» в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.

3 месяц по необходимости: программы 1-ого месяца

4 месяц по необходимости: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

13. Комплекс «Здоровье женщины»

При функциональных нарушениях женской мочеполовой системы, для гармонизации работы организма в предменструальный и климактерический период.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.
- программа «Нет хламидиям» в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.

3 месяц по необходимости: программы 1-ого месяца

4 месяц по необходимости: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

14. Комплекс «Стройная фигура»

Для мягкого комфортного снижения веса, регулирования аппетита.

Внимание! Для получения наиболее эффективного результата перед применением данного комплекса, рекомендуем сначала снизить возможную паразитарную и токсическую нагрузку, используя основные режимы («Базовая 1-4 автомат», «Очищение автомат», «Стоп паразиты автомат») комплекса «Стоп паразиты» в течение 3-4 месяцев.

4-6 месяц режимы «Снижаем вес автомат» и «Уменьшаем объем автомат» через день чередуя друг с другом в ночное время

Подробную информацию по комплексамсмотрите на сайте компании www.deholding.info в разделе «Продукция» – «Комплексы».

При регулярном, правильном использовании приборов DeVita серии Mini любой пользователь получит одн定向ленный положительный результат эффективного оздоровления, молодости и долголетия.

www.deholding.info

Deta-Elis Europa GmbH
Kaiseserstraße 74,
63065 Offenbach, Germany